

Silla Bipedestación Eléctrica


Bali

Características Técnicas

- Regulación anchura por los reposabrazos.
- Regulación altura reposapiés e inclinación pedales.
- Regulación altura respaldo.
- Regulación altura reposabrazos.
- Regulación profundidad asiento.
- Inclinación respaldo 90°/102°.
- Tensores tapizado respaldo.
- Tapizado asiento y respaldo ignífugo.
- Tapizado respaldo transpirable y elástico en todos los sentidos.
- Freno electromagnético.
- Baterías 2/12V-36 Ah.
- Peso máximo soportable 120 Kg.
- Pendiente superable +/-12%.
- Cargadores batería incluidos.
- Ruedas delanteras Ø 200x50 hinchables.
- Ruedas traseras Ø 315x50 hinchables.
- Medidas: 42 cm.
- Motores 4200 r.p.m. - 320 Watt.



Medidas y Peso



* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y la autonomía. La empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso.



CENTRAL BARCELONA: GUIDOSIMPLEX DEL MINUSVÁLIDO S.L.
 C/ Sant Pere, Nº 5 - 08291 Ripollet (Barcelona). Tel.: 93 594 20 66 - Fax: 93 691 31 90
 e-mail: guidosimplex@im-guidosimplex.com · www.im-guidosimplex.com · www.im-guidosimplex.es